



**marcy**

歩行器

「マーシー」

SHOWA BOEKI CO., LTD.

# marcy

There for you from the start.

GMFCS  
Level II-IV

kg  
max. 65



41-98cm

30-88cm



シンプルな前方支持型歩行器です。

支持する場所が前方にある事で歩行への安心感があります。

バランスをサポートし合わせて体幹の筋肉を鍛える事ができます。

ホイールベースの長さの調整(オプション)を使い、

短くすることで取り回しを良くしたり

長くする事で安定感・安全性を増す事ができます。



本体：ノーマル



本体：ホイールベース調整式

## オプション



アームホルダー  
(ホイールベース調整式本体にしか使えません)



シート



ハンドブレーキ



抵抗調整式後輪



後進防止後輪



バスケット  
(上：サイズ0.1 下：サイズ2.3)

## フレームカラー

フレームカラー  
サイズ0、1



ピンク



スカイブルー

フレームカラー  
サイズ2



ブルー




レッド

フレームカラー  
サイズ3



メタリックグレイ



ホワイト



仕様	サイズ0	サイズ1	サイズ2	サイズ3
ハンドルの高さ	30-47cm	38-59cm	53-75cm	63-88cm
アームホルダーの高さ	41-58cm	49-70cm	63-85cm	73-98cm
ハンドルの間隔	18-32cm	22-36cm	30-44cm	36-50cm
シートの高さ	25cm	30cm	45cm	
全幅	44cm	48cm	62cm	71cm
全長	36.5cm	42.5cm	57.5cm	61cm
全長(ホイールベース調整式)	39-47cm	45-55cm	60-74cm	65-79cm
耐荷重	20kg	30kg	50kg	65kg
重量	4.2kg	5kg	7.4kg	9.1kg

総発売元

**SHOWA** 昭和貿易株式会社 ヘルスクエア営業部  
power your mission

東京 TEL:03-5822-1385  
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10番5号6階  
 大阪 TEL:06-6441-5612  
 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目18番27号

ウェブサイト : <http://www.showa-boeki.co.jp/hd>